

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 24.10.2013	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MO723	Letto in legno bobath DIADEMA
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto di grandi dimensioni con schienale regolabile manualmente 0°-45°. Struttura in legno con piano imbottitura in truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguenta classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 115 x 50h Cm
Peso	45 Kg
Inclinazione schienale	0 – 45°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno Kotò
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguenta classe 1 IM
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Prodotto all'acqua