

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 25.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MO723	Letto in legno bobath DIADEMA
-------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto di grandi dimensioni con schienale regolabile manualmente 0°-45°. Struttura in legno con piano imbottitura in truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V080603
Numero di repertorio (RDM)	3072110
Conformità CE	Direttiva UE 2017/745 (MDR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 115 x 50h Cm
Peso	45 Kg
Inclinazione schienale	0 – 45°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno massiccio di faggio Pollmeier FSC
Rivestimento	Similpelle PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM, resistente all'abrasione
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Vernice monocomponente all'acqua