

MO743

Letto in legno pieghevole POLARIS regolabile in altezza

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto pieghevole 2 sezioni con schienale regolabile da 0° a 45°. **Regolabile in altezza da 60-80 Cm.** Struttura in legno frassino americano con cassa in multistrato di pioppo, la durezza del legno ed i tiranti in acciaio AISI316 a 133 fili garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il letto. Imbottitura in poliuretano D25 di 3 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. **Completo di foro facciale, poggiatesta e poggia braccia e braccioli optional**

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42

MORETTI S.P.A.

Paese di produzione

ITALIA

Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice Classificazione CND

Y181207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile

120 Kg

Dimensioni aperto

182 (210 con poggiatesta) x 60 (83 con braccioli) x 60-80h Cm

Dimensioni chiuso

91 x 20 x 60h Cm

Peso

14 Kg

Dimensioni foro facciale

13 x 20 Cm

Inclinazione schienale

0 – 45°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura

Legno Frassino Americano

Cassa

Multistrato di Pioppo

Tiranti

Acciaio AISI316 a 133 fili

Rivestimento

Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1 IM

Imbottitura

Poliuretano D25 (30mm)

Verniciatura

Prodotto all'acqua

ACCESSORI OPZIONALI

MO748	<i>Poggiatesta</i>
MO749	<i>Braccioli laterali</i>
MO750	<i>Poggia braccia</i>
MO755	<i>Borsa per il trasporto</i>