

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 25.08.2026

MO743	Letto in legno pieghevole POLARIS regolabile in altezza
Destinazione d'uso	
Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica	
Caratteristiche principali	
Letto pieghevole 2 sezioni con schienale regolabile da 0° a 45°. Regolabile in altezza da 60-80 Cm. Struttura in legno frassino americano con cassa in multistrato di pioppo, la durezza del legno ed i tiranti in acciaio AISI316 a 133 fili garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il lettino. Imbottitura in poliuretano D25 di 3 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. Completo di foro facciale, poggiatesta e poggia braccia e braccioli optional	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V080603
Numero di repertorio (RDM)	3072096
Conformità CE	Direttiva UE 2017/745 (MDR)
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportabile	120 Kg
Dimensioni aperto	182 (210 con poggiatesta) x 60 (83 con braccioli) x 60-80h Cm
Dimensioni chiuso	91 x 20 x 60h Cm
Peso	14 Kg
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm
Inclinazione schienale	0 – 45°
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Legno Frassino Americano
Cassa	Multistrato di Pioppo
Tiranti	Acciaio AISI316 a 133 fili
Rivestimento	PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM, resistente all'abrasione

Imbottitura	<i>Poliuretano D25 (30mm)</i>
Verniciatura	<i>Prodotto all'acqua</i>

ACCESSORI OPZIONALI	
MO748	<i>Poggiatesta</i>
MO749	<i>Braccioli laterali</i>
MO750	<i>Poggia braccia</i>
MO755	<i>Borsa per il trasporto</i>