

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 25.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO746	Letto in legno pieghevole POLARIS regolabile in altezza
-------	---

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto pieghevole 2 sezioni largo 70 Cm con schienale regolabile da 0° a 45°. **Regolabile in altezza da 60-80 Cm.** Struttura in legno frassino americano con cassa in multistrato di pioppo, la durezza del legno ed i tiranti in acciaio AISI316 a 133 fili garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il lettino. Imbottitura in poliuretano D25 di 4 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. **Completo di foro facciale, poggiatesta e poggia braccia e braccioli optional**

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V080603
Numero di repertorio (RDM)	3072103
Conformità CE	Direttiva UE 2017/745 (MDR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Dimensioni aperto	182 (210 con poggiatesta) x 70 (93 con braccioli) x 60-80h Cm
Dimensioni chiuso	91 x 21 x 70h Cm
Peso	16 Kg
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm
Inclinazione schienale	0 – 45°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno Frassino Americano
Cassa	Multistrato di Pioppo
Tiranti	Acciaio AISI316 a 133 fili
Rivestimento	Similpelle PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM, resistente all'abrasione

MATERIALI PRINCIPALI	
----------------------	--

Imbottitura	<i>Poliuretano D25 (40mm)</i>
Verniciatura	<i>Prodotto all'acqua</i>

ACCESSORI OPZIONALI	
---------------------	--

MO748	<i>Poggiatesta</i>
MO749	<i>Braccioli laterali</i>