

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MO496	Predellino a 2 gradini
--------------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato ad aiutare le persone a salire e scendere agevolmente su di un lettino da visita medica.

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio verniciato. Base plastica con superficie antiscivolo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	ND
Codice di classificazione EMDN – CND	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2884603

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio Verniciato
Base	Plastica (Polipropilene)

DIMENSIONI

Dimensione pedane	38 x 20 Cm
Dimensione esterna	45 x 50 Cm
Altezza gradino	41 Cm
Peso	3,5 Kg
Peso MAX paziente	150 Kg

VARIANTI

MO495 – 1 Gradino	MO496 – 2 Gradini
--------------------------	--------------------------

