

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 25.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MO782	Predellino in legno due gradini
-------	---------------------------------

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Predellino realizzato in legno con piano antiscivolo, verniciato con prodotti all'acqua.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND - EMDN	V0899
Numero di repertorio (RDM)	3072072
Conformità CE	Direttiva UE 2017/745 (MDR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	40 x 41,5 x 36h Cm
Numero ripiani	2
Peso	3 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno massiccio di faggio Pollmeier FSC
Verniciatura	Prodotto all'acqua