

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

MOC330x	Lettino da visita medica LYBRA
----------------	---------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato all'utilizzo in diagnosi medica.

Caratteristiche principali

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°. Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, acciaio cromato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34873</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>V080603</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2423041</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>
Peso Max	<i>180 Kg</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>

DIMENSIONI

Altezza piano	<i>79 cm</i>
Dimensioni piano	<i>185 x 60 cm</i>
Peso	<i>33 Kg</i>
Tubo	<i>Diametro 35/30mm</i>

VARIANTI

MOC330BLU – Blu	MOC330B – Bianco
MOC330N – Nero	

