

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 06 – 26.06.2026	

MP090	Letto per degenza ad una manovella – IBISCO
--------------	--

Destinazione d'uso

Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Letto a 1 manovella due sezioni. Struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta regolabile con azionamento a vite e madrevite completamente in acciaio e manovella ripiegabile a scomparsa.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30031
Codice di classificazione EMDN - CND	V080602
Repertorio dei Dispositivi Medici	2428579
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.07.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni massime letto	90 x 204 Cm
Dimensioni piano rete	89 x 198 Cm
Altezza rete	46 Cm
Altezza testata	93 Cm
Peso Max Paziente	135 Kg
Carico di lavoro in sicurezza	170 Kg
Peso Netto	37 Kg
Volume	0,37 Mc
Inclinazione schienale	0-80° +/-5°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Verniciatura	Polvere epossidica
Testate e pediere	Pannello MDF (Nobilitato)
ACCESSORI	
MI095	Alzamalati da letto
MI097	Alzamalati da letto con base
MP180	Sponde da letto ribaltabili in alluminio
MP181	Sponde da letto ribaltabili in acciaio
MPR051	Kit 4 Ruote piroettanti con freno