

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MP095	Letto per degenza a due manovelle piano rete regolabile – IBISCO
--------------	---

<i>Destinazione d'uso</i>

Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Letto a 2 manovelle e quattro sezioni. Struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polveri con rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Piano rete regolabile in altezza in quattro posizioni diverse. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30031
Codice di classificazione EMDN – CND	V080602
Repertorio dei Dispositivi Medici	2428587
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.07.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.07.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni massime letto	90 x 204 Cm
Dimensioni piano rete	89 x 198 Cm
Altezza rete	32 – 52 (quattro posizioni)
Altezza testata	93 Cm
Peso Max Paziente	135 Kg
Carico di lavoro in sicurezza	170 Kg
Peso Netto	39 Kg
Volume	0,35 Mc
Inclinazione schienale	0-80° +/-5°
Inclinazione poggia gambe	0-40° +/-5°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio</i>
Verniciatura	<i>Polvere epossidica</i>
Testate e pediere	<i>Pannello MDF (Nobilitato)</i>

ACCESSORI

MI095	<i>Alzamalati da letto</i>
MI097	<i>Alzamalati da letto con base</i>
MP180	<i>Sponde da letto ribaltabili in alluminio</i>
MP181	<i>Sponde da letto ribaltabili in acciaio</i>
MPR051	<i>Kit 4 Ruote piroettanti con freno</i>