

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MP165	Sponde anticaduta per letti
--------------	------------------------------------

<i>Destinazione d'uso</i>
Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Struttura con appoggio a terra, gambe e maniglia di appoggio regolabile in altezza. Maniglia rivestita in poliuretano morbido Struttura in alluminio anodizzato. Borsa porta oggetti.
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181227
Repertorio dei Dispositivi Medici	1444097
Codice nomenclatore DM332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12/01/2017	18.12.27.003

PESO E DIMENSIONI

Larghezza di ingombro	45 Cm
Profondità di ingombro	64 Cm
Altezza di ingombro	81 ÷ 107 Cm
Altezza regolazione gambe	34 ÷ 52 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
------------------	----------------------