

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

MP167	Sponde anticaduta per letti
--------------	------------------------------------

<i>Destinazione d'uso</i>
Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Struttura in alluminio anodizzato, ribaltabile. Tubi telescopici per regolare la lunghezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181227
Repertorio dei Dispositivi Medici	1444100
Codice nomenclatore DM332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12/01/2017	18.12.27.003

PESO E DIMENSIONI

Larghezza di ingombro	66 ÷ 71 Cm
Profondità di ingombro	83 ÷ 88 Cm
Altezza da piano rete	55 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
------------------	----------------------