


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 08 – 26.06.2026

MP170	Sponda per letti degenza universali
<i>Destinazione d'uso</i>	
Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare	
Caratteristiche principali	
Sponde universali per letti fissi. Struttura in acciaio cromato (MP170) o Verniciato Bianco (MP171). Regolabili in larghezza e lunghezza. Adattabili a tutti i letti fissi grazie ai tubi telescopici da applicare sotto il materasso.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	V08068001
Repertorio dei Dispositivi Medici	2305242
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.27.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52
PESO E DIMENSIONI	
Larghezza	Regolabile da 96 a 165 Cm
Lunghezza	Regolabile da 109,5 a 184 Cm
Altezza	43 Cm Altezza massima – 36 Cm altezza sponda
Peso	12 Kg
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
VARIANTI	
MP170 – Cromate	MP171 - Verniciate