

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

MP181	Sponde ribaltabili per letti degenza
--------------	---

Destinazione d'uso
Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Sponde ribaltabili per letti. Struttura in acciaio verniciato.
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	V08068001
RDM	2370224
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.91.006
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Lunghezza di ingombro	195 Cm
Lunghezza sponda utile	170 Cm
Lunghezza massima estensione	222 Cm
Lunghezza massima di aggancio	210 Cm
Altezza	43 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio verniciato
------------------	--------------------