

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MP310	Parasponda in Poliuretano con cinghie - MOPEDIA
Destinazione d'uso	
Cuscino non antidecubito per alleviare la degenza dei pazienti.	
Caratteristiche principali	
Parasponda in PU per supporto a pazienti durante la degenza.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V0803
Repertorio Dispositivi Medici	1209389
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Polistesere
MISURE	
Larghezza	134 Cm
Profondità	33 Cm
Altezza	3 Cm