

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 04.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MP315	Parasponda in Poliuretano pieghevole - MOPEDIA
-------	--

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la degenza dei pazienti.

Caratteristiche principali

Parasponda in PU per supporto a pazienti durante la degenza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V080302
Repertorio Dispositivi Medici (RDM)	3076655
Conformità CE	MDR 2017/745

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere

MISURE

Larghezza	127 Cm
Profondità	66 Cm
Altezza	2,5 Cm