

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 02 – 26.06.2026	

MP420	Letto per degenza elettrico 3 snodi Ultralow – MAGNOLIA
-------	---

Destinazione d'uso

letti da degenza MOPEDIA sono destinati per la degenza di persone ricoverate per motivi di salute presso enti, strutture di tipo assistenziale sanitario o in ambito domiciliare.

Caratteristiche principali

Letto ortopedico elettrico progettato per garantire la massima sicurezza e comfort a pazienti con Alzheimer o a rischio di caduta. La struttura ribassata, l'elevata regolabilità e la possibilità di personalizzazione lo rendono ideale per **ambienti domestici e strutture sanitarie**. Dotato di quattro motori indipendenti, il letto permette regolazioni precise e fluide: due motori per l'elevazione verticale e due per la movimentazione dello schienale e delle gambe. Questa versatilità consente di adattare il letto alle diverse esigenze del paziente, favorendo una postura corretta e confortevole. In situazioni di emergenza, il sistema di abbassamento con batteria integrata assicura il ripristino della posizione orizzontale anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, garantendo continuità e sicurezza. La testiera e la pediera in legno donano al letto un'atmosfera calda e accogliente, integrandolo con armonia in qualsiasi ambiente domestico. Conforme alla normativa UNI CEI EN 60601-2-52.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	37201
Codice di classificazione EMDN – CND	V08060101
Repertorio dei Dispositivi Medici	2815131
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.10.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.10.009

CARATTERISTICHE GENERALI

Ambiente applicativo	Tipo 3 e 4 norma EN 60601-2-52
Peso massimo paziente	145 Kg
Carico di lavoro in sicurezza	180 Kg

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni esterne	<i>217 x 90 x 85-140h Cm</i>
Dimensioni rete	<i>200 x 90 Cm</i>
Altezza massima agli estremi	<i>140 Cm</i>
Altezza minima del telaio	<i>6,7 Cm</i>
Altezza piano rete	<i>6,7 - 64 Cm</i>
Angolo massimo alza testa	<i>70°</i>
Angolo massimo alza gambe	<i>30°</i>
Angolo poggiapiedi	<i>-20 / 0° in 5 step a cremagliera</i>
Angolo inclinazione	<i>15°</i>
Peso totale	<i>105 Kg</i>
Peso kit elettrico	<i>13 Kg</i>
Forza richiesta per azionare i comandi	<i>5 N</i>
Ruote	<i>7,5 Gemellate</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	<i>230V Vac 50/60 Hz Max 2,1A</i>
Tensione in uscita dalla centralina	<i>24V Dc</i>
Classe di protezione	<i>IP X4</i>
Classe di isolamento	<i>Classe 2</i>
Parte applicata	<i>Tipo B</i>
Livello di rumorosità	<i>< 53 dB a 1mt di distanza</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Rete	<i>Acciaio verniciato</i>
Struttura e sponde	<i>Legno</i>

ACCESSORI

MPA410 – Alzamalati da letto	MPA407 – Sponde laterali abbattibili
-------------------------------------	---