

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

OS31x	Maschere per ossigenoterapia in PVC sistema Venturi
<i>Destinazione d'uso</i>	
Maschere per ossigenoterapia	
Caratteristiche principali	
Maschere monouso in PVC per ossigenoterapia, completo di tubo di collegamento antischiacciamento lungo 2 Mt. Versioni a concentrazione variabile con sistema Venturi	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	BESMED HELATH BUSINESS CORP.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	35175
Codice di classificazione CND	R03010202
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	2Mt
Lattice / Ftalati	Assenti
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione	PVC
VARIANTI	
OS310 – Adulti Sistema Venturi	OS315 – Pediatrica Sistema Venturi