

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

OS801	Tubo per ossigenoterapia in PVC
<i>Destinazione d'uso</i>	
Tubo per ossigenoterapia	
Caratteristiche principali	
Tubo monouso in PVC per ossigenoterapia, antischiacciamento lungo 2 Mt.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	BESMED HELATH BUSINESS CORP.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	12875
Codice di classificazione CND	R03010204
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	2 Mt
Lattice / Ftalati	Assenti
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione	PVC