

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

PO400	Poltrona elevabile NINFEA
Destinazione d'uso	
Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni	
Caratteristiche principali	
Poltrona elevabile NINFEA, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare. Completa di 4 piedi in PVC.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	EXTRA UE
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	10796
Codice di classificazione EMDN – CND	V08020101
Repertorio Dispositivi Medici	2506254
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 Kg
Peso Max sopportabile versione XL	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone
Peso	52 Kg (55 Kg versione XL)
Numero motori	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parti motorizzate	<i>3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe</i>
Alimentazione	<i>230V 50/60Hz</i>
Assorbimento	<i>Max 110W W</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	<i>Acciaio verniciato a polveri e legno</i>
Imbottitura	<i>Poliuretano</i>
Densità schienale	<i>18-22 Kg/m³</i>
Densità pediera	<i>18 Kg/m³</i>
Densità seduta	<i>35 Kg/m³</i>
Densità braccioli	<i>40 Kg/m³</i>
Tessuto	<i>Poliestere</i>
Latex Free	<i>SI</i>

FUNZIONI DISPONIBILI

Total relax	<i>Posizione TV</i>
Metti in piedi	

VARIANTI

PO400B – Tessuto FRANCIACORTA 16 Blu	PO400S – Tessuto FRANCIACORTA 20 Sabbia
PO400R – Tessuto FRANCIACORTA 09 Corallo	
PO400G-XL – Tessuto FRANCIACORTA 205 Grigio	

DIMENSIONI

Codici												
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

POA300	<i>Roller system 4 ruote da 50mm Motion</i>
POA300-2	<i>Roller system 4 ruote da 50mm Glob</i>
POA305	<i>Batteria tampone</i>