

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RA40x	Palloni per rianimazione autoclavabili in silicone
Destinazione d'uso	
Palloni per ventilazione manuale	
Caratteristiche principali	
Palloni rianimatori in silicone riutilizzabili ed autoclavabili a 136°. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1800ml, pediatrico con volume di ventilazione di 550ml e neonatale con volume di ventilazione di 320ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H₂O per adulti e a 40cm H₂O per i modelli pediatrico e neonatale.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	17591
Codice di classificazione CND	R03020201
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Volume	1800 ml – 550 ml – 320 ml
Limitatore	60 cm/H ₂ O – 40 cm/H ₂ O
Lattice / Ftalati	Assenti
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO	
Composizione	Silicone
VARIANTI	
RA401	Adulti
RA403	Pediatrico
RA405	Neonatale