

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RC325	Sedia comoda a 4 ruote
--------------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. WC estraibile e lavabile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2302932
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	12,5 Cm
Peso Max sopportabile	135 Kg / 180 Kg (Seduta 50)
Braccioli	Ribaltabili ed estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	Reclinabile ed estraibile
Reclinazione	Da 0 a 45°
Confezionamento	Polietilene - Scatola di cartone.
Misure disponibili	40 – 43 – 46 – 48 – 50 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio verniciato
Seduta	Anatomica imbottita rivestita in similpelle lavabile
Ruote	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI

Misure in cm*														
RC325-40	108	64	48	106	76	55	43-54,5	40	62	55	41,5	21,5 Kg	12	12
RC325-43	108	64	48	106	76	55	43-54,5	43	62	58	44,5	22 Kg	12	12
RC325-46	108	64	48	106	76	55	43-54,5	46	62	61	47	22,5 Kg	12	12
RC325-48	108	64	48	106	76	55	43-54,5	48	62	63	49,5	23 Kg	12	12
RC325-50	108	64	48	106	76	55	43-54,5	50	62	65	51,5	23,5 Kg	12	12

ACCESSORI OPZIONALI

RCA300	BRACCIOLI ELEVABILI
RCA305	FIANCHETTI IMBOTTITI
RCA310	POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA
RCA316	DIVARICATORE
RCA330	PELOTTE TORACICHE
RCA120	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
RCA136	PORTA BOMBOLA OSSIGENO IN TESSUTO
CBR500	TAVOLINO LINEARE
CAR525	TAVOLINO SAGOMATO
RP246	CINTURA DI SICUREZZA TIPO AUTO
RP248	CINTURA DI SICUREZZA CON FIBBIA A SCATTO