

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RC345	Sedia comoda ad auto spinta anteriore
--------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 2 ruote Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. WC estraibile e lavabile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122106
Repertorio dei Dispositivi Medici	2302936
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.09.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	60Cm anteriori 20Cm posteriori
Peso Max supportabile	135 Kg / 180 Kg
Braccioli	Ribaltabili ed estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
Reclinazione	<i>Da 0 a 45°</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Misure disponibili	<i>40 – 43 – 46 – 48 – 50 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
Ruote	<i>Poliuretano</i>

PESO E DIMENSIONI

Misure in cm*														
RC345-40	124	104	48	106	76	55	37-48,5	40	62	65	41,5	22,5 Kg	20	60
RC345-43	124	104	48	106	76	55	37-48,5	43	62	68	44,5	23 Kg	20	60
RC345-46	124	104	48	106	76	55	37-48,5	46	62	71	47	23,5 Kg	20	60
RC345-48	124	104	48	106	76	55	37-48,5	48	62	73	49,5	24 Kg	20	60
RC345-50	124	104	48	106	76	55	37-48,5	50	62	75	51,5	24,5 Kg	20	60

ACCESSORI OPZIONALI

RCA300	BRACCIOLI ELEVABILI
RCA305	FIANCHETTI IMBOTTITI
RCA310	POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA
RCA316	DIVARICATORE
RCA330	PELOTTE TORACICHE
RCA120	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
RCA136	PORTA BOMBOLA OSSIGENO IN TESSUTO
CBR500	TAVOLINO LINEARE
CAR525	TAVOLINO SAGOMATO
RP246	CINTURA DI SICUREZZA TIPO AUTO
RP248	CINTURA DI SICUREZZA CON FIBBIA A SCATTO