

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RC400	Carrozzina a spinta a telaio rigido
--------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale removibili anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane estraibili lateralmente. Braccioli estraibili. 2 ruote posteriori medie Ø 30cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm. Predisposizione per ruote ad autospinta

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2070535
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.003
Codice nomenclatore DPCM 2017	12.22.18.006
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	30Cm posteriori 20Cm anteriori
Peso Max sopportabile	135 Kg
Braccioli	Estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, con poggiapiedi regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE													
Schienale	Fisso imbottito anatomico												
Sedile	Rigido imbottito anatomico												
Confezionamento	Polietilene Scatola di cartone.												
Larghezze disponibili	40 – 43 – 45 – 48 Cm												
Profondità disponibili	48 Cm												
MATERIALI PRINCIPALI													
Struttura	Acciaio verniciato												
Seduta	Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile												
Ruote	Poliuretano												
MISURE													
Misure in cm													
RC400-XX	95	77	48	94	74	54	32÷41	40	43,5	60	15,5 Kg	30	20
								43		63			
								45		65			
								48		68			
ACCESSORI OPZIONALI													
CPR150	Ruotine antiribaltamento												