

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RH150	Bastone da passeggio in alluminio - HD
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in PVC è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale antiscivolo oscillante.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432216
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	226 Kg
Diametro tubo	18 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio
Impugnatura	PVC
Puntale	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	1300 Gr. ca.
Altezza	Regolabile da 74 a 97 Cm