

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

RH520	Rollator 4 ruote – APOLLO HD
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417951
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
Norma tecnica di riferimento	ISO 11199 – 2
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensione seduta	46 x 33 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI									
Tubo					Acciaio				
Impugnatura e seduta					Polipropilene				
Ruote					PU				
DIMENSIONI									
Misure in CM									
RH520	68	78 94	55 seduta	75	60	12.3	20	20	200