

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH547	Rollator 4 ruote – FEBE HD
-------	----------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote piene di Ø 25 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e borsa porta oggetti.

Immagine prodotto













RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2442648
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
Norma tecnica di riferimento	ISO 11199 – 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	180 Kg
Dimensione seduta	52 x 46 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo	<i>Alluminio</i>									
Impugnatura e seduta	<i>Polipropilene</i>									
Ruote	<i>PU</i>									
DIMENSIONI										
										
RH547	80	80 100	50 57	70	55	110x70x39cm	10	25	25	180 kg

Le misure sono espresse in cm e possono variare di $\pm 0,5$ cm

* Ingombro massimo