

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RH547	Rollator 4 ruote – FEBE HD
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote piene di Ø 25 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e borsa porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2442648
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
Norma tecnica di riferimento	ISO 11199 – 2
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	180 Kg
Dimensione seduta	52 x 46 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo					Alluminio					
Impugnatura e seduta					Polipropilene					
Ruote					PU					
DIMENSIONI										
										
RH547	80	80 100	50 57	70	55	110x70x39cm	10	25	25	180 kg

Le misure sono espresse in cm e possono variare di $\pm 0,5$ cm

* Ingombro massimo