

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RH780	Sedia multifunzione 4 funzioni in 1
Destinazione d'uso	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia multifunzione con Struttura in tubo di acciaio verniciato con confortevole sedia in polietilene HD e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	1873969
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.24.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.15.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	290 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Seduta	HDPE

DIMENSIONI

RH780

*Dimensioni:

 L: 71 cm  P: 51,5 cm  H: 74,5÷85,5 cm

Seduta:

59 x 47 x 5,5 cm

Altezza seduta:

49÷60 cm

Altezza braccioli:

67÷78 cm



Portata massima:

290 kg