

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RH830	Sedia per doccia e WC
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta imbottita in PU (poliuretano). Regolabile in altezza da 76 a 87 Cm.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1873754
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	03.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	227 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano
Schienale	SKY – Spalmato di poliuretano

DIMENSIONI

RH830

*Dimensioni:

 L: 46 cm  P: 40,5 cm  H: 76÷87 cm

Seduta:

51 x 31 x 8,1 cm

Altezza seduta:

41÷52 cm



Portata massima:

227 kg