

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 08.04.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH840	Sedia per doccia e WC
-------	-----------------------

**Destinazione d'uso**

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta imbottita in PU (poliuretano) schienale in spalmato di PU. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Pedana ribaltabile.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	40539
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y091203
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	1853326
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	09.12.03.003
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	03.12.03.012
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	UNI EN 12182

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max supportato.</b>	200 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Alluminio
<b>Seduta</b>	Poliuretano
<b>Schienale</b>	SKY – Spalmato di poliuretano

**DIMENSIONI**
**Dimensioni\* e peso**

Misure in cm												
<b>RH840-50</b>	100	44,5	99÷101	75÷77	51	40÷55	50	39,5÷41,5	63	21 kg	60	12
<b>RH840-60</b>							60		73			

\* Le misure possono variare di  $\pm 0.5\text{cm}$

**VARIANTI**
**RH840-50 – Larghezza seduta 50 Cm**
**RH840-60 – Larghezza seduta 60 Cm**