

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RH840	Sedia per doccia e WC
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta imbottita in PU (poliuretano) schienale in spalmato di PU. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Pedana ribaltabile.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1853326
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	03.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	200 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano
Schienale	SKY – Spalmato di poliuretano

DIMENSIONI

Dimensioni* e peso

Misure in cm												
RH840-50	100	44,5	99÷101	75÷77	51	40÷55	50	39,5÷41,5	63	21 kg	60	12
RH840-60							60		73			

* Le misure possono variare di $\pm 0.5\text{cm}$

VARIANTI

RH840-50 – Larghezza seduta 50 Cm

RH840-60 – Larghezza seduta 60 Cm