

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 13.05.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RI811	Sollevamalati elettrico MUEVO 150 Kg – modello compatto
-------	---

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura smontabile ad ingombro ridotto in acciaio verniciato. Ruote piroettanti da 10 Cm di cui due con freno. Motore per sollevamento a batteria TI MOTION. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 150 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Apertura gambe a pedale.


Immagine prodotto

Riferimenti

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	12330
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.36.03.006
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.03.006
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805030102
Numero RDM	2739675
Peso Max	150 Kg
Motorizzazione	TiMotion
Durata batteria stimata	Oltre 40 cicli a pieno carico

Materiali principali

Struttura	Acciaio verniciato a polvere
Impugnature	Poliuretano

RIFERIMENTI DIMENSIONALI

DIMENSIONI

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>
RI811 (cm)	55	49	48	172	60	124	184	45	54	93,5	103	78	105	8	13