

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RI827	Sollevamalati idraulico MUEVO – 180 Kg
--------------	---

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura smontabile rettangolare in acciaio verniciato. Ruote piroettanti da 10 Cm di cui due con freno. Elevazione con pompa oleodinamica. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 180 kg. Manopola di regolazione velocità di discesa. Apertura gambe a leva.

Immagine prodotto



Riferimenti

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	12330
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.36.03.003
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	ND
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805030101
Numero RDM	2417134
Peso Max	180 Kg
Sollevamento	Idraulico


Materiali principali

Struttura	Acciaio verniciato
------------------	--------------------

Impugnature

Poliuretano

RIFERIMENTI DIMENSIONALI



DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
RI827 (cm)	73	61	97	82	179	126,5	94	53	63	107	116	8	13