


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RI840	Sollevamalati elettrico “Metti in piedi” – MUEVO UP
Destinazione d’uso	
Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio verniciato. Ruote piroettanti di cui due con freno. Motore a batteria TIMOTION. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Apertura a pedale. Portata massima 200 kg. Imbracatura dorsale in CANVAS di poliestere. Completo di accessori	
Immagine prodotto	
	
Riferimenti	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	12330
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.36.03.006
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.03.006
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805030102
Numero RDM	2417138
Portata Max	200 Kg
Motore TI-MOTION	TA23
Autonomia	Oltre 100 cicli di sollevamento

Materiali principali													
Struttura							Acciaio verniciato						
Imbracatura							Poliestere						
RIFERIMENTI DIMENSIONALI													
													
DIMENSIONI													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
RI840 (cm)	20	80	73	107	180	101	68	45	55	84	94	8	13,5
Peso dispositivo						39 Kg							
Imbracature													
RP893 (Inclusa)						Imbracatura dorsale standard							
RP896 (Opzionale)						Imbracatura dorsale pelvica							