

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RI900	Sollevatore elettrico MUEVO HOME – 180 Kg
--------------	--

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio verniciato. Cinque ruote piroettanti di cui due con freno. Motore a batteria TI MOTION. Elevazione tramite attuatore elettrico. La base regolabile elettricamente in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 180 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Apertura gambe elettrica. Schienale con imbottitura, rimovibile. Dotato di 5 ruote di cui 2 con freno.

Immagine prodotto




Riferimenti

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	12330
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.36.03.006
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.03.006
Codice Classificazione CND / EMDN	V0805030102
Numero RDM	2210002
Peso Max	180 Kg
Motorizzazione	TiMotion
Durata batteria stimata	Oltre 40 cicli a pieno carico

Materiali principali	
Struttura	Acciaio verniciato
Imbracatura	Poliestere

RIFERIMENTI DIMENSIONALI



ACCESSORI	
RIA201	Imbracatura/seduta standard (In dotazione)
RIA211	Imbracatura/seduta per WC (Opzionale)
RIA220	Sostegno alla deambulazione (Opzionale)
RIA910	Braccio sollevamento centrale (Opzionale)