

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RIA201	Imbracatura standard per solleva malati MUEVO HOME
---------------	---


Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura standard per la seduta specifica per MUEVO HOME. Realizzato in Poliestere 100% e cinghie in Nylon 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535. Il tessuto è ignifugo e testato secondo la norma EN 1021-1 e 2.

Immagine del prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione CND - EMDN	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2381058
Codice nomenclatore DM 332/99	12.36.03.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.21.006
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale	100% Poliestere e cinghie in Nylon 100%
Portata MAX	180 Kg

MISURE

Taglia	A	B	C
UNICA	56 Cm	58 Cm	45 Cm