

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 02 – 26.06.2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>RM370</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Termometro digitale frontale YT-1</b>      |
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Dispositivo per la misurazione frontale ad infrarossi della temperatura corporea                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Il termometro elettronico digitale YT-1, consente di ottenere una misurazione veloce ed accurata della temperatura corporea tramite lettura frontale senza contatto. Preciso e facile da usare ha una forma compatta e un display grande e di facile lettura con retroilluminazione. Funzionamento a batterie. Funzionamento in °C o °F. |                                               |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| <b>Fabbricante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY LTD. |
| <b>Paese di produzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CINA                                          |
| <b>Classe di dispositivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Classe IIa                                    |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17887                                         |
| <b>Codice di classificazione CND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V03010102                                     |
| <b>Repertorio Dispositivi Medici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1938204                                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| <b>Campo di misurazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32°C - 43°C (89.6°F – 109.4°F)                |
| <b>Risoluzione del display</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.1°C (0.1°F)                                 |
| <b>Precisione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +/- 0.2°C (+/- 0.4°F)                         |
| <b>Tipo di misurazioni consentite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frontale non a contatto                       |
| <b>Distanza massima</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Cm                                          |
| <b>Display</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LCD                                           |
| <b>Tipo Batterie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2x1,5V Tipo AAA (non incluse)                 |
| <b>Parte applicata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo BF                                       |
| <b>Classe di protezione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IP22                                          |
| <b>PESO E DIMENSIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>Peso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 g (batterie escluse)                       |
| <b>Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149 x 38 x 42mm                               |