

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 08.06.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP167	Bastone da passeggio in alluminio manico derby
-------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in Legno Derby è anatomica per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale base antiscivolo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432195

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	100 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Poliuretano
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Peso	280 Gr. ca.
Altezza	Regolabile da 68 a 90,5 Cm

VARIANTI

RP167-2: Fantasia cashmere	RP167-3: Fantasia fiori
RP167-4: Fantasia cerchi	RP167-5: Fantasia B/N