

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

RP167	Bastone da passeggio in alluminio manico derby
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in Legno Derby è anatomica per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale base antiscivolo.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432195
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	100 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio
Impugnatura	Poliuretano
Puntale	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	280 Gr. ca.
Altezza	Regolabile da 76 a 98,5 Cm
VARIANTI	
RP167-2: Fantasia cashmere	RP167-3: Fantasia fiori
RP167-4: Fantasia cerchi	RP167-5: Fantasia B/N