

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Modulo STD	
		Rev. 04 – 26.06.2026	
RP180x	Collare cervicale rigido		
Destinazione d'uso			
Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.			
Caratteristiche principali			
Collare cervicale realizzato in poliestere e vinile, rivestimento in similpelle. Regolabile in altezza grazie alla chiusura in velcro.			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI FABBRICANTE			
Fabbricante	MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione	TAIWAN		
Classe di dispositivo	Classe I		
Codice di classificazione GMDN	41039		
Codice di classificazione CND	Y060312		
Repertorio dei Dispositivi Medici	27574		
Codice nomenclatore	06.03.12.006		
CARATTERISTICHE			
Misure disponibile	4		
Confezionamento	Polietilene.		
MATERIALI PRINCIPALI			
Interno	Poliestere e Vinile		
Esterno	Poliuretano stampato (Similpelle)		
INDICAZIONI LAVAGGIO			
Lavare a mano. Temperatura Max 40° Risciacquare delicatamente senza strizzare		Non usare prodotti a base di cloro Non Stirare Asciugare disteso su superficie piana	

VARIANTI PRODOTTO				
RP180S		RP180M		
RP180L		RP180XL		
DIMENSIONI				
Codici prodotto	RP180S	RP180M	RP180L	RP180XL
 L:	35÷40 cm	40÷46 cm	46÷54 cm	54÷60 cm
 H:	9,5 cm	10,5 cm	12 cm	13 cm