

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 03 – 26.06.2026 |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>RP190x</b> | <b>Bastone da passeggio in alluminio puntale standard</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in Poliuretano è composta da una parte morbida per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale antiscivolo. Disponibile in colori NERO, ROSSO e VERDE

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Fabbricante</b>                          | MORETTI S.P.A. |
| <b>Paese di produzione</b>                  | CINA           |
| <b>Classe di dispositivo</b>                | Classe I       |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>       | 31113          |
| <b>Codice di classificazione EMDN – CND</b> | Y120399        |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>    | 2432204        |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo impugnatura</b>      | Anatomica             |
| <b>Peso Max Sopportabile</b> | 110 Kg                |
| <b>Diametro tubo</b>         | 19 – 22 mm            |
| <b>Confezionamento</b>       | Polietilene stampato. |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Tubo</b>        | Alluminio         |
| <b>Impugnatura</b> | Poliuretano       |
| <b>Puntale</b>     | Gomma Antiscivolo |

**PESO E DIMENSIONI**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Peso</b>    | 280 Gr. ca.              |
| <b>Altezza</b> | Regolabile da 72 a 95 Cm |

| VARIANTI PRODOTTO     |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| RP190N – Colore Nero  | RP190R – Colore Rosso |
| RP190V – Colore Verde |                       |