

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RP191x	Bastone da passeggio in alluminio puntale largo
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in Poliuretano è composta da una parte morbida per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale antiscivolo. Disponibile in colori NERO, ROSSO e VERDE	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432208
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	110 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio
Impugnatura	Poliuretano
Puntale	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	280 Gr. ca.
Altezza	Regolabile da 74 a 97 Cm

VARIANTI PRODOTTO	
RP191N – Colore Nero	RP191R – Colore Rosso
RP191V – Colore Verde	