

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP1xx	Bastoni in Legno
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	

Caratteristiche principali
Tubo in faggio naturale. L'impugnatura in legno anatomica è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Altezza fissa. Puntale antiscivolo.

Immagine prodotto
Donna - Manico a T   Cod. prodotto RP140 Faggio naturale Manico in legno Cod. prodotto RP141 Faggio naturale Anello cromato manico in legno Donna - Manico curvo  Cod. prodotto RP115 Faggio anello in metacrilato Uomo - Manico a T    Cod. prodotto RP130 Faggio naturale Anello cromato Manico in legno Cod. prodotto RP132 Faggio naturale Anello cromato manico in legno Cod. prodotto RP135 Faggio naturale Anello cromato manico in plastica Uomo - Manico curvo   Cod. prodotto RP120 Castagno naturale Cod. prodotto RP110 Anello e manico cromati

RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	WALKING STICKS INTERNATIONAL
Paese di produzione	SPAGNA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	13523

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	100 Kg / 110 Kg (RP146/7/8/9)
Diametro tubo	18 – 22 mm e 16 – 19 mm (RP159)
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Tipo 6061-T6
Impugnatura	Legno
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Peso	280 gr. ca. (RP159) e 380 gr. ca.
Altezza stampella RP145NL	Regolabili da 82 a 92Cm
Altezza stampella RP145NC e RP145BC	Regolabili da 77 a 88 Cm
Altezza stampella RP146	Regolabili da 79 a 102 Cm
Altezza stampella RP159	Regolabili da 75 a 100 Cm

VARIANTI PRODOTTO

RP140	RP141
RP115	RP130
RP132	RP135
RP120	RP110