

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

RP200	Fascia Pettorale – KOALA
-------	--------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

Indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda. La fascia è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata. Dotata di nastro **regolabile in lunghezza** e chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un **rapido sgancio in caso di emergenza**.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	13356
Codice Classificazione EMDN - CND	Y122406
Repertorio dei Dispositivi Medici	955843
Codici nomenclatore DM 332/99	12.24.06.136 / 12.24.06.103 <i>Il codice ISO cambia in base al prodotto principale</i>
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.27.91.012 / 18.09.91.012 <i>Il codice ISO cambia in base al prodotto principale</i>

MATERIALI

Imbottitura	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere
Nastri di fissaggio	Poliestere

CARATTERISTICHE

Punti di fissaggio	1
Misura	Unica
Lavaggio	A mano 30°

DIMENSIONI PRODOTTO

