

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

RP210	Cintura pettorale a corpetto - KOALA
-------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

Indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento del busto per pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda. La cintura è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata. **Dotata di nastri regolabili** in lunghezza con attacco rapido su supporto ad X, chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un **rapido sgancio in caso di emergenza**.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	13356
Codice Classificazione EMDN - CND	Y122406
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369806
Codici nomenclatore DM 332/99	12.24.06.139
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.27.91.015


MATERIALI

Imbottitura	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere
Nastri di fissaggio	Poliestere

CARATTERISTICHE

Punti di fissaggio	4
Misura	Unica
Lavaggio	A mano 30°

DIMENSIONI PRODOTTO



COD. RP210
MISURA UNICA
Dimensioni
A = 46cm
B = 30cm
C = 38cm