

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo <b>STD</b> |
| Rev. 04 – 26.06.2026          |                   |

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| RP215 | Cintura pettorale a corpetto a farfalla - KOALA |
|-------|-------------------------------------------------|

#### Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

#### Caratteristiche principali

Indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento del busto per pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda. La cintura è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata e grazie al disegno anatomico che evita compressioni sul seno. Dotata di **nastri regolabili** in lunghezza con attacco rapido su supporto ad X, chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un **rapido sgancio** in caso di emergenza.

#### Immagine prodotto



#### RIFERIMENTI

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Fabbricante                         | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione                 | CINA           |
| Classe di dispositivo               | Classe I       |
| Codice GMDN                         | 13356          |
| Codice Classificazione EMDN - CND   | Y122406        |
| Repertorio dei Dispositivi Medici   | 955855         |
| Codici nomenclatore DM 332/99       | 12.24.06.139   |
| Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.27.91.015   |


#### MATERIALI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Imbottitura         | Poliuretano |
| Rivestimento        | Poliestere  |
| Nastri di fissaggio | Poliestere  |

#### CARATTERISTICHE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Punti di fissaggio | 4          |
| Misura             | Unica      |
| Lavaggio           | A mano 30° |

**DIMENSIONI PRODOTTO**



**COD. RP215**  
**MISURA UNICA**  
*Dimensioni*  
**A = 42cm**  
**B = 30cm**  
**C = 20cm**