

**RP225**      Cintura pelvica di contenimento fasce separate - KOALA

**Destinazione d'uso**

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

**Caratteristiche principali**

Indicate per evitare lo scivolamento in avanti del bacino dei pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda, mantiene le gambe divaricate. Sagomata per garantire una divaricazione ed un contenimento più confortevole. Il **comfort** della cintura è inoltre **garantito** dal tessuto imbottito col quale è stata realizzata. Dotata di **nastri regolabili** in lunghezza e chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un **rapido sgancio** in caso di emergenza.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	13356
<b>Codice Classificazione EMDN - CND</b>	Y122406
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	955857
<b>Codici nomenclatore DM 332/99</b>	12.24.39.163
<b>Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.27.91.012

**MATERIALI**

<b>Imbottitura</b>	Poliuretano
<b>Rivestimento</b>	Poliestere
<b>Nastri di fissaggio</b>	Poliestere

**CARATTERISTICHE**

<b>Punti di fissaggio</b>	2
<b>Misura</b>	Unica
<b>Lavaggio</b>	A mano 30°

**DIMENSIONI PRODOTTO**
