

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

RP225	Cintura pelvica di contenimento fasce separate - KOALA
-------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

Indicate per evitare lo scivolamento in avanti del bacino dei pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda, mantiene le gambe divaricate. Sagomata per garantire una divaricazione ed un contenimento più confortevole. Il **comfort** della cintura è inoltre **garantito** dal tessuto imbottito col quale è stata realizzata. Dotata di **nastri regolabili** in lunghezza e chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un **rapido sgancio** in caso di emergenza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	13356
Codice Classificazione EMDN - CND	Y122406
Repertorio dei Dispositivi Medici	955857
Codici nomenclatore DM 332/99	12.24.39.163
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.27.91.012


MATERIALI

Imbottitura	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere
Nastri di fissaggio	Poliestere

CARATTERISTICHE

Punti di fissaggio	2
Misura	Unica
Lavaggio	A mano 30°

DIMENSIONI PRODOTTO



COD. RP225
MISURA UNICA
Dimensioni
A = 50cm
B = 11cm