

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo STD |
| Rev. 05 – 26.06.2026          |            |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| RP240 | Fascia ferma polso - KOALA |
|-------|----------------------------|

#### Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

#### Caratteristiche principali

Indicata per il contenimento del polso di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda adatta. La fascia è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata, con un robusta e forte chiusura regolabile a velcro. Il fissaggio alla carrozzina è facilitato da un altro nastro con **chiusura regolabile a velcro**.

#### Immagine prodotto



#### RIFERIMENTI

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Fabbricante                         | MORETTI S.P.A.                 |
| Paese di produzione                 | CINA                           |
| Classe di dispositivo               | Classe I                       |
| Codice GMDN                         | 13356                          |
| Codice Classificazione EMDN – CND   | Y122406                        |
| Repertorio dei Dispositivi Medici   | 955874                         |
| Codici nomenclatore DM 332/99       | 12.24.06.139 ( Riconducibile ) |
| Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 18.09.91.108                   |


#### MATERIALI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Imbottitura         | Poliuretano |
| Rivestimento        | Poliestere  |
| Nastri di fissaggio | Poliestere  |

#### CARATTERISTICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Punti di fissaggio | 1 + 1 in velcro |
| Misura             | Unica           |
| Lavaggio           | A mano 30°      |

#### DIMENSIONI PRODOTTO



**COD. RP240**  
**MISURA UNICA**  
*Dimensioni*  
**A = 35cm**  
**B = 8cm**

